

**Thermoguard Setup
Kommandozeilenparameter
"Silent Setup" Version 3.x**



Das *Thermoguard* Setup TGuard_3x.exe unterstützt verschiedene Aufruf-Parameter. Diese ermöglichen z.B. Vorbelegungen einzustellen, nur bestimmte Komponenten auszuwählen und die Installation ohne Interaktion des Anwenders durchzuführen. Die Parameter können einzeln oder in beliebiger Kombination eingesetzt werden:

Hinweis: Die Parameter müssen *nicht* in GROSSbuchstaben angegeben werden.

/LANG=*sprache*

Setup-Sprache, *sprache* ist entweder **de** oder **en**

Wird dieser Parameter angegeben, wird der Sprachauswahl-Dialog übersprungen.

Die Setup-Sprache bestimmt auch, ob entweder die deutschen oder die englischen Handbücher installiert werden.

/DIR="*Installationsverzeichnis*"

Hiermit kann der Standard-Installationspfad (%ProgramFiles%\Thermoguard) überschrieben werden; Beispiel: **/DIR="G:\Messgerätesoftware\Thermoguard"**

/COMPONENTS="*Liste*"

Auswahl von Komponenten; mögliche Werte für "*Liste*":

main	Hauptprogramm (inklusive Dokumentationen usw.)
tgrep	<i>Thermoguard Report</i>
uti\relif	<i>TGRellF</i> (Hilfsprogramm für das Relais Interface)
uti\dec	<i>TGDecrypt</i> (Hilfsprogramm zum Entschlüsseln von *.tg und *.log Dateien)
uti\rl8	<i>Thermoguard RL8 Monitor</i>

Bei Angabe von mehreren Komponenten sind diese durch ein Komma zu trennen.

Bei einer Neuinstallation sind alle Komponenten ausgewählt, bei einem Update sind diejenigen ausgewählt, die bei der letzten Installation ausgewählt wurden.

/GROUP="*Verzeichnisname*"

Hiermit kann der gewünschte Startmenü-Eintrag (standardmäßig "Thermoguard") festgelegt werden. Beispiel: **/GROUP="Messgerätesoftware\Thermoguard"**

/TASKS="*Liste*"

"Zusätzliche Aufgaben" festlegen; mögliche Werte für "*Liste*":

desktopiconMain	Desktopverknüpfung für das Hauptprogramm erstellen
desktopiconRep	Desktopverknüpfung für <i>Thermoguard Report</i> erstellen
SetFirewall	Eingehende Firewall-Regel für das Hauptprogramm erstellen

Ein vorangestelltes "!" bedeutet, dass diese Aufgabe *nicht* ausgewählt wird.

/SILENT

oder

/VERYSILENT

Es werden nur "wichtige" Dialoge (z.B. *Thermoguard*-Dateien sind im Zugriff) und der Installationsfortschritt angezeigt (dieser nicht bei VERYSILENT).

Hinweis: Bei einem (very)silent Update-Setup werden die vorhandenen Dateien **TGuard.lic**, **TGuard.scx** und **TGuard.ini** immer behalten (bei interaktivem Setup erfolgt eine Nachfrage, ob die Dateien behalten werden sollen).

Aufrufbeispiele

Hinweis: Die Aufrufe sind jeweils in einer zusammenhängenden Zeile einzugeben.

Beispiel 1

Erst-Installation nur des Hauptprogrammes in Deutsch mit einem vom Standard abweichenden Startmenü-Eintrag, *keine* Firewall-Regel setzen

```
TGuard_3x.exe /lang=de /components="main"  
/group="Laborsoftware\TGuard" /tasks="desktopiconMain,!SetFirewall"  
/silent
```

Beispiel 2

Installation nur von *Thermoguard Report* mit englischer Doku auf einem Arbeitsplatzrechner, keine Desktopverknüpfung

```
TGuard_3x.exe /lang=en /components="tgrep" /tasks="!desktopiconRep"  
/silent
```

Beispiel 3

Installation nur des *TGRelif* Utilities auf einem "Thermoguard-losen" Rechner

```
TGuard_3x.exe /lang=en /components="uti\relif" /silent
```